


MICROAIR® *IN-Between*

La solution au problème de la dermatite de contact

MICROAIR® *IN-Between* est un tissu, composé de trois parties : Microfibre, polyester en piqué (1+3) et entre les deux une membrane microporeuse (2) qui confère au tissu ses qualités originales et innovantes.

C'est-à-dire :

- imperméabilité totale aux liquides, ions et gaz ;
- énorme transmission de vapeur d'eau (1062gr/m2/24h) ;
- barrière aux allergènes et irritants ;
- sûre et confortable



La dermatite de contact est une réaction inflammatoire de la peau à des agents nocifs de l'environnement:

Cela peut être une réaction irritante (contact avec une solution irritante) ou allergique (réaction immunologique retardée en réponse à un allergène chez des individus sensibilisés).

Les réactions inflammatoires sont dues aux détergents, savons, solvants, agents oxydants ou déshydratants qui provoquent des dermatites irritatives ; tandis que la dermatite du type allergique est provoquée par des groupes de substances telles que des métaux (chrome, nickel, cobalt, mercure, etc.), des agents chimiques contenus dans la gomme, la résine, les colorants, le formaldéhyde, etc.

Généralement il y a contact avec ces substances par des habits, cosmétiques, souliers, additifs, colorants, collants, alimentations, le ciment.

THÉRAPIE = PRÉVENTION

La thérapie primaire est l'éviction la substance nocive.

Solutions existantes :

Crème barrière + gants ou chaussures spéciales

Elles sont souvent :

très chères, difficiles à utiliser, pas assez efficace, pas confortables.

La solution idéale : **MICROAIR® *IN-Between***

Barrière physique aux allergènes ;

Barrière physique aux irritants ;

Transpirante et confortable

Sûre et facile à utiliser

La dermatite de contact représente une des affections dermatologiques les plus communes dans le travail ou dans le temps libre, qui a de lourdes répercussions économiques sur le système de santé national en termes de coûts pour le diagnostic, et le traitement, mais aussi en journées de travail perdues.

FRITSCH Medical Sarl – 5, rue de la fontaine – 67490 GOTTESHEIM

Tél : 03 88 91 47 70 - Fax: 03 88 91 10 29

Internet : www.fritsch-medical.fr - Courriel : fritschb@wanadoo.fr

COMMENT UTILISER LES GANTS ET LES CHAUSSONS

MICROAIR® *IN-Between*

1- Il est conseillé de mettre les gants et les sous-chaussettes DermaSilk® au contact de la peau, puisqu'ils complètent le traitement de la peau enflammée

2- Mettre ensuite les chaussons ou les gants **MICROAIR®** *IN-Between* qui ont la fonction de barrière

3- Si nécessaire mettre par dessus les gants de travail ou/et les chaussettes habituelles.

Quand la peau n'est plus enflammée (phase d'entretien) on peut utiliser **MICROAIR®** *INBetween* au direct contact de la peau.

Entretien: le tissu peut être lavé dans la machine à au maximum 60°C utilisant un détergent normal mais sans adoucissant.



CHAUSSONS ET GANTS « BARRIERE » **MICROAIR®** *IN-Between*